

いのちをつなぐ

SARAYA

商品の
詳しい情報は
こちらから



Alsoft

アルソフト

HAND SANITIZER

ウイルス・細菌に しっかり効く

手指消毒ローション

とろけるような
新感覚の
使い心地

さらっとなじんで
べたつかない

環境
対応
減容容器



1Lポンプ付(吐出量=約1mL)

指定医薬部外品

アルソフト 手指消毒ローション
(販売名:アルソフトW) 日本製 / 速乾性



火気厳禁

危険物第4類アルコール類
(引火性) (エタノール) 水溶性・危険等級II

商品特徴

1 高濃度アルコールで しっかり消毒!

高濃度アルコール80vol%
でしっかりウイルス・細菌を
消毒できます。

2 新感覚! うるさら処方

手に取る時はジェルで、擦り込む時には
リキッドに変化!手のひらでさらっと
とろける独自の“うるさら処方”で、
繰り返し使ってもべたつきません。今ま
でにない使い心地で、日々の手指消毒
をもっと快適に。

3 手肌にやさしい 2つの保湿成分配合

手肌に配慮した2つの保湿成分「グリセリン」「ミリス
チン酸イソプロピル」に加え、さらに抗酸化作用の
「酢酸トコフェロール(ビタミンE)」,使用感改善の
「グリセリン脂肪酸エステル」の2つのサポート
成分も配合。毎日くり返す消毒だからこそ、手肌に
やさしい処方・使用感にこだわりました。

菌・ウイルスに対する効果

アルソフト 手指消毒ローションは、試験した全てのウイルス感染価 (TCID₅₀) を99.99%以上減少させました。また各種細菌・真菌に対しても、15秒で99.999%以上減少させるなど、高い効果を示しました。

※すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません。

各ウイルスに対する不活化効果

ウイルス	コントロール感染価 (TCID ₅₀ /mL)	作用時間	減少率 (%)
エンベロープあり	A 1.5×10 ⁷	15秒	>99.99
	B 5.6×10 ⁶	15秒	>99.99


サラヤバイオケミカル研究所調べ

各種細菌・真菌に対する殺菌効果

供試菌	コントロール菌数 (CFU/mL)	作用時間	減少率 (%)
グラム陰性菌	A 1.3×10 ⁸	15秒	>99.999
	B 3.2×10 ⁸	15秒	>99.999
グラム陽性菌	A 4.8×10 ⁷	15秒	>99.999
	B 1.0×10 ⁸	15秒	>99.999
	C 6.6×10 ⁷	15秒	>99.999
真菌	A 9.5×10 ⁷	15秒	>99.999
	B 4.1×10 ⁷	15秒	>99.999

使用感

アルソフト 手指消毒ローションはジェルタイプの手指消毒剤の不満点を改善し、ジェルでもリキッドでもない、速乾性でさらつとなじんでべたつかない、新感覚の使用感を実現しました。



サラヤバイオケミカル研究所調べ

対応ディスペンサー



ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000-PHJ

センサー感知で、消毒剤を自動吐出しますので、手を触れず手指消毒が可能です。感染対策が必要とされる環境に最適です。

商品コード：41962
サイズ：W147×D101×H268mm
容量：1L 入数：1

※薬液ボトルは含まれません。



ロングノズルポンプ

商品コード：65108
入数：12本

※アルソフトをGUD-1000-PHJでお使いの際は、ポンプをロングノズルポンプに付け替えてください。
GUD使用時吐出量=約1.3mL



SR42475
アルソフト手指消毒ローション1Lポンプ付(10個)

SR424751
アルソフト手指消毒ローション1Lポンプ付(1個)



SR42476
アルソフト手指消毒ローション5L(3個)

SR424761
アルソフト手指消毒ローション5L(1個)



サンプルのご用意がございます。担当までお気軽にご相談下さい。

- 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。
- 掲載製品の詳細については、取扱店または当社にお尋ねください。
- 記載内容は2021年10月現在のものです。

サラヤ株式会社
〒546-0013 大阪府東淀川区湯屋2-2-8
TEL.06-6797-2525 <https://www.saraya.com/>

aramark
Uniform Services Japan